

Contrôle facile à portée de main

Aspiration et distribution sans effort




Vitesse variable, sans effort

Les vitesses d'aspiration et de distribution facilement réglables offrent une plus grande flexibilité pour des solutions et des milieux divers, ainsi qu'une protection des cellules sensibles.



Léger, facile à utiliser

Sa conception ergonomique le rend léger, bien équilibré et facilite la prise en main. Le cadre de support inclus permet à l'instrument d'être posé sur la paillasse entre deux utilisations.



Large plage de mesure

Fonctionne avec tous les types de pipettes sérologiques et de micropipettes de 1 mL à 100 mL et peut transférer des volumes de liquide allant de 0,1 mL à 100 mL.



Batterie puissante

Permet 15 heures de fonctionnement en une seule charge et jusqu'à une heure de fonctionnement après seulement 10 minutes.



Contrôleur de pipette Rainin SP

Léger, extrêmement facile à utiliser

Le Rainin SP allie élégamment excellente ergonomie, technologie de pointe et temps de recharge le plus court du secteur pour répondre rapidement et facilement à vos besoins de manipulation de liquides les plus complexes.

Contrôleur de pipette Rainin SP

Le Rainin SP permet de réduire les coûts en transférant des volumes de liquide allant de 0,1 mL à 100 mL et fonctionne avec tous les types de pipette sérologique (1 mL, 2 mL, 5 mL, 10 mL, 15 mL, 25 mL, 50 mL et 100 mL).

Applications spécifiques

- Culture cellulaire
- Culture des bactéries et des levures
- Préparation d'échantillons (extraction d'ADN/d'ARN/de protéines)

Transfert de liquide

- Tampon
- Produits chimiques
- Milieux

Environnement

- Sur paillasse
- Dans le domaine de la sécurité microbiologique et des produits chimiques



Références de commande

Produit	Description	Référence
Contrôleur de pipette Rainin SP (Chine)	Contrôleur de pipette Rainin SP (Chine)	30671413
Contrôleur de pipette Rainin SP	Contrôleur de pipette Rainin SP	30671414
Hang-up™ aimanté	Hang-Up aimanté	30671310
Cadre de support	Cadre de support	30621248
Adaptateur secteur	Adaptateur secteur	30671311
Cône d'aspiration	Cône d'aspiration	30621241
Filtre (non stérilisé)	Filtre (non stérilisé) (1 unité)	30621244
Filtre (stérilisé)	Filtre (stérilisé) (1 unité)	30695285
Adaptateur de pipette	Adaptateur de pipette	30621247

RAININ, Pipetting 360 et Hang-up™ sont des marques commerciales de Mettler-Toledo Rainin, LLC.

Groupe METTLER TOLEDO

Division laboratoire

Contact local : www.mt.com/contacts

Sous réserve de modifications techniques
© 11/2021 METTLER TOLEDO. Tous droits réservés.
30743874B
Rainin MarCom

mt.com/Rainin-SP

Pour plus d'informations