

EasyDirect™ Balance 软件



自动采集数据

通过 Ethernet、USB-C 或 RS232 从多达 10 台天平采集称量数据。最大限度减少人工抄录错误、节省时间与安全存储数据。



高效处理结果

轻松查看结果，以及按日期、仪器、用户或样品筛选。查看图表内的结果以评估目标值与允差范围，以及通过统计确保高效趋势与生产分析。



轻松报告与导出

生成简单和清晰的称量结果报告。以不同格式 (XML、CSV、XLSX 或 PDF) 将数据导出至电脑，或者在网络打印机上打印。



仪器概述

EasyDirect Balance 软件通过提供校正、测试与服务状态信息，可为您提供所有连接仪器的简单操作概述。



称量数据

将天平连接至 EasyDirect Balance 软件，以及优化对数据的管理与处理。安装和设置简单快速，操作直观。

轻松数据管理将有助于提高称量任务的效率。您可以通过 EasyDirect Balance 软件自动采集称量数据，因此可更轻松创建报告、查看控制图表内的结果、进行统计以及清晰的了解您天平的状态。

访问下列网站下载 45 天免费试用版：

► www.mt.com/EasyDirectBalance

技术说明

支持的仪器	MS-TS、ML-T ¹⁾	MX, MR, MA, LA, MS, ML, ME-T, ME, PL-E, JP, JS, JE, JET, JL-GE, XP, XPE, XS, XSE
连接性	Ethernet, RS232	RS232, USB-C
数据采集		
天平信息		
基本天平信息		
水平、校正、测试与服务状态		
天平使用情况		
称量数据		
支持的应用程序	称量、计数、百分比称量、自由因子称量	
	检重、动态称量、配方、总和、回称、差重称量、密度	
重量、单位、日期/时间、样品与任务 ID		
目标值和允差		
用户名		
应用特定结果与参数		
支持仪器数量	最多 10 台天平	
报告格式	XML, CSV, XLSX, PDF	
数据库	Microsoft SQL Server 2012, Express Edition	
电脑配置要求	操作系统: Windows 10 与 11	
保护	可用密码保护设置	
语言	英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、俄语、波兰语、捷克语、匈牙利语、荷兰语、葡萄牙语、土耳其语、日语、中文、朝鲜语	
物料号	30539323 EasyDirect 天平 (最多 3 台仪器许可证) 30540473 EasyDirect 天平 (最多 10 台仪器许可证)	

¹⁾ 仅通过 Ethernet 方可使用全部功能



www.mt.com/EasyDirectBalance

访问网站, 了解更多信息

METTLER TOLEDO Group
Laboratory Weighing
Local contact: www.mt.com/contacts

Subject to technical changes
© 03/2024 METTLER TOLEDO.

All rights reserved
30553639B
Group MarCom RITM1159092 MB/NM

梅特勒-托利多
实验室/过程分析/产品检测设备
地址: 上海市桂平路589号
电话: 021-64850435
传真: 021-64853351
E-mail: ad@mt.com

工业/商业衡器及系统
地址: 江苏省常州市新北区
太湖西路111号
邮编: 213125
电话: 0519-86642040
传真: 0519-86641991
E-mail: ad@mt.com



欢迎添加实验室微信号



微信号: MT-LAB



梅特勒-托利多始终致力于其产品功能的改进工作, 基于该原因, 产品的技术规格亦会受到更改, 如遇上述情况, 恕不另行通知 30553639B