

Gerenciamento de Dados Simples com o Software EasyDirect™ Moisture



Coleta Automática de Dados

Colete dados de umidade de até cinco instrumentos. Minimize os erros de transcrição manual, economize tempo e armazene dados com segurança devido ao manuseio eletrônico de dados baseado em um banco de dados SQL.



Tratamento Eficiente de Resultados

Revise os resultados e filtre por data, instrumento, usuário ou amostra. Visualize os resultados em gráficos e realize estatísticas para obter uma análise de resultados eficiente.



Relatório Fácil

Gere relatórios simples e claros dos resultados do teor de umidade. Exporte os dados para PC em vários formatos (CSV, XML ou PDF) ou imprima em uma impressora de rede.



Gerenciamento Central de Instrumentos

Certifique-se de que seu instrumento esteja sempre atualizado e pronto para fornecer resultados de umidade exatos. Monitore o status do instrumento e agende testes de rotina e manutenção.




Manipulação de Dados dos Resultados de Umidade Facilitada

Conecte seus analisadores de umidade ao software para PC EasyDirect Moisture e melhore o gerenciamento e o manuseio de seus dados. A instalação e a configuração são simples e rápidas, e a operação é intuitiva.


Melhore a eficiência de seus fluxos de trabalho de determinação de umidade: colete dados de umidade automaticamente, crie relatórios, visualize resultados em gráficos de controle, realize estatísticas e gerencie seus instrumentos de forma centralizada.

Faça o download da versão de avaliação gratuita de 45 dias em:


► www.mt.com/Moisture-Software



Programa o Teste de Rotina do Instrumento



Monitore o Status de Teste e Serviço



Visão Geral do Instrumento



Visualização da Curva de Secagem

Descrição Técnica

Instrumentos Suportados	HX204, HS153, HC103	
Nº Máx. de Instrumentos	5	
Conectividade	HC103	USB, RS232
	HX204, HS153	USB, RS232, Ethernet, Wi-Fi
Banco de Dados	SQL Express 2022	
Requisitos de PC	SO: Windows 10 (Update ≥20H2), Windows 11 64-bit	
Coleta de Dados	Resultados das medições, resultados dos Testes e Ajustes	
Formatos de Relatório	PDF, CSV, XML	
Gerenciamento do Instrumento	Teste de rotina, agendamento e lembrete de manutenção, Visão geral do status e instrumento	
Proteção	Proteção por senha das configurações e resultados	
Idiomas	Inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, polonês, tcheco, húngaro, português, japonês, chinês e coreano	